

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 064-2015/MINSA

GUIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Catalogación hecha por la Biblioteca Central del Ministerio de Salud

Guía técnica para el Mantenimiento Preventivo de Esterilizadores a Vapor: R.M. № 064-2015/MINSA / Ministerio de Salud. Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento -- Lima: Ministerio de Salud; 2015.

48 p.; ilus.

INFRAESTRUCTURA SANITARIA / GESTIÓN EN SALUD / MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS / ENERGÍA DE VAPOR.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-05896

GUIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORAS A VAPOR R.M N° 064-2015/ MINSA del 06.02.2015

Ministerio de Salud

Av. Salaverry N° 801, Lima 11 – Perú

Telf.: (51-1) 3156600 http://www.minsa.gob.pe

Elaborado por:

Dirección y Supervisor Técnico

María Salome Estrada Farfán Arquitecta Dirección Técnica Fernando Pérez Valladares Ingeniero Supervisor Técnico

Equipo Técnico

Javier Francisco Bolívar Alarcón Ingeniero Mecánico Unidad Funcional de Programación y Proyectos

Hugo Rivera Aquino Ingeniero Electricista Dirección de Mantenimiento Héctor Luna Domínguez Técnico Dirección de Mantenimiento

Aportes técnico

Oscar Mamani Sulca Ingeniero Sanitario Dirección de Infraestructura Juan Montes Mallqui Ingeniero Ambiental Dirección de Infraestructura

Coordinación General y Revisión

Karina Trelles Saldarriaga Economista Coordinadora General Rosario E. Velásquez Sifuentes Licenciada Revisión - UFNATCDN

Edición: 2015

Tiraje: 2000 Unidades

Imprenta Ministerio de Salud Av. Salaverry N° 801, Lima 11 – Perú

Telf.: (51-1) 3156600 http://www.minsa.gob.pe

Versión digital disponible: http://www.minsa.gob.pe

http://www.dgiem.gob.pe

MINISTERIO DE SALUD

ALTA DIRECCION

Dr. Aníbal Velásquez Valdivia. **Ministro de Salud**

Lic. César Enrique Chanamé Zapata Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO - DGIEM

Arq. María Salomé Estrada Farfán **Directora General**



Resolución Ministerial

Lima, 6 de FEBRERO del 2015

Visto, los Expedientes N°s 13-083843-009 y 13-083843-011, que contienen los Memorándums N°s 2026-2013-DGIEM/MINSA, 04-2014-DGIEM/MINSA y 2312-2014-DGIEM/MINSA, de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:



Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;



Que, el numeral 8) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud establecen que el Ministerio de Salud es competente en infraestructura y equipamiento en salud;

M. ESTRADA F

Que, en ese mismo sentido, el literal a) del artículo 5 de la precitada Ley dispone que es función rectora del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como "Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, (...)", conforme se desprende del literal b) del artículo 5° de la precitada Ley;



Que, el literal a) del artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA y sus modificatorias, establece que la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento – DGIEM, es el órgano técnico-normativo responsable de las actividades referidas al desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para la salud, estando a cargo de proponer los lineamientos de política y establecer las normas técnicas, especificaciones y estándares para el desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para la salud de las dependencias públicas del Sector Salud;





Que, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento ha propuesto la "Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Esterilizadores a Vapor", cuva finalidad es la mejora de la calidad de los servicios de salud, a través de la disponibilidad de equipos esterilizadores a vapor operativos;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento:

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud:

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la "Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Esterilizadores a Vapor", que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, la difusión, monitoreo y asesoramiento técnico especializado en el ámbito nacional, de lo dispuesto en la citada Guía Técnica.

Artículo 3.- Disponer que el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el ámbito regional, son responsables de la asistencia técnica, supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente Guía Técnica, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección: http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp.

Registrese, comuniquese y publiquese.

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA Ministro de Salud

ES OOPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARME Fedatario de



M. ESTRADA F





INTRODUCCIÓN

Las actuales medidas de política de reforma, se orientan a la construcción de un Sistema de Salud integrado, que fortalezca el Sistema Nacional de Salud, a fin de conseguir mayores niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios. El fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud es uno de los lineamientos clave en la Reforma, el cual busca, entre otros, elevar la capacidad resolutiva de los servicios de salud del segundo nivel de atención.

Una problemática asociada a la salud, son las infecciones intrahospitalarias que constituyen una causa importante de morbimortalidad en los establecimientos de salud, lo que pone en riesgo la seguridad del paciente. Una de las medidas de eficacia demostrada es la esterilización del material que rompe la barrera cutánea mucosa o entra en contacto con cavidades estériles de los pacientes. Asimismo es necesario considerar que una esterilización inadecuada, derivada de anomalías o fallas en los equipos de esterilización a vapor, conllevan a riesgos no sólo para el paciente en lo que se refiere a infecciones cruzadas, aumentando el gasto farmacéutico, sino en repercusiones económicas en el posible deterioro de los instrumentos y equipos.

La presente guía técnica de acciones preventivas de mantenimiento de esterilizadores a vapor, tiene como propósito fundamental orientar a los establecimientos de salud en la estandarización de los procedimientos para el mantenimiento y operación de los mismos, enfatizando los principales cuidados que se deben tener en cuenta con dicho tipo de equipamiento y cuyo objetivo es contribuir con una atención al paciente con calidad y seguridad.

La guía incluye una descripción general de los equipos, imágenes, diagramas materiales repuestos e instrumentación correspondiente a los recursos físicos necesarios; de igual manera considera el perfil del recurso humano competente y óptimo para la ejecución del servicio de mantenimiento con recursos propios o tercerizados y las acciones preventivas constituidas en procedimientos. Así como las frecuencias del mantenimiento de los equipos.

En tal sentido, el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento DGIEM/MINSA, pone a disposición el presente Documento Técnico, a fin de fortalecer y brindar las condiciones adecuadas de seguridad de la vida de los pacientes, seguridad del ciclo de vida útil del equipamiento; mediante el proceso de mantenimiento preventivo esterilizadores a vapor.

GUÍA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR

I. FINALIDAD

Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de salud, a través de la disponibilidad de equipos esterilizadores a vapor operativos.

II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Asegurar el funcionamiento de los esterilizadores a vapor con eficiencia, de modo que los procesos de esterilización del material quirúrgico, cumplan de acuerdo a los parámetros establecidos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mantener operativos los esterilizadores de vapor de los establecimientos de salud, y dentro de sus parámetros técnicos establecidos.
- Mantener en buen estado de conservación los esterilizadores de vapor de los establecimientos de salud.



La presente Guía Técnica es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos prestadores de servicios de salud públicos: Establecimientos de salud del Ministerio de Salud a cargo del Instituto de Gestión de Servicios de Salud-IGSS, Gobiernos Regionales (Direcciones Regionales de Salud - DIRESA, Gerencia Regionales de Salud - GERESA o las que hagan sus veces en el ámbito regional). Puede servir de referencia a los establecimientos de salud de otros prestadores de servicios públicos o privados.

DG Ku

ESTRADA F

IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR

El mantenimiento preventivo de esterilizadores a vapor.

V. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. PREEMINENCIA DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES:

Para el planeamiento y ejecución del mantenimiento preventivo de los esterilizadores a vapor, tienen prioridad las recomendaciones técnicas que cada fabricante, que se establecen en sus propios manuales de operación, mantenimiento y especificaciones técnicas.



En caso de no contar con dichos manuales, se aplicarán los procedimientos de mantenimiento preventivo desarrollados en la presente guía técnica, los mismos que, de ser el caso, deberán adecuarse a cada caso en particular.

5.2. DEFINICIONES OPERATIVAS:

5.2.1. Estado de operatividad: Es el estado de funcionamiento de un bien o equipo y puede ser:

- Operativo: Equipo que se encuentra en funcionamiento y cumple sus parámetros técnicos, estándares y nivel de eficiencia.
- Inoperativo: Equipo que no funciona.

También se deben considerar inoperativos aquellos equipos que presenten las siguientes condiciones:

- ✓ No funcionan normalmente
- ✓ Funcionan parcialmente
- ✓ Funcionan con fallas.
- ✓ Funcionan sin cumplir sus parámetros técnicos, estándares y nivel de eficiencia.
- 5.2.2. Mantenimiento: Es el conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura física (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, instalaciones electromecánicas) y el equipamiento (equipos, mobiliario, instrumental y vehículos), mantengan su condición normal de operación, de manera que las prestaciones de los servicios de salud en los establecimientos de salud sean eficientes, en calidad y oportunidad en beneficio del público usuario externo y usuarios internos.
- 5.2.3. **Mantenimiento preventivo:** Es el conjunto de actividades técnicas para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, que implica realizar periódicamente inspecciones, evaluaciones, calibración, reemplazo de componentes, etc. para prevenir y evitar la ocurrencia de fallas.
- 5.2.4. Mantenimiento correctivo: Mantenimiento reactivo, después de la ocurrencia de fallas. Es la actividad de corrección de las averías o fallas cuando estas se presentan de modo imprevisto, obligando a detener el equipo o limitar sus condiciones o capacidad operativa y/o el servicio que presta.
- 5.2.5. **Programa anual de mantenimiento:** Descripción de las actividades de mantenimiento hospitalario, preventivas o correctivas, a ejecutarse en el período anual; indicándose la frecuencia y el presupuesto estimado de cada actividad.
- 5.2.6. **Vida útil:** Periodo de tiempo estimado en el cual un equipo o bien, cumple apropiadamente con la función para la cual ha sido fabricado.

5.3. CONCEPTOS BÁSICOS:

- 5.3.1. **Ajustar:** Revertir los cambios ocurridos en un equipo y/o herramienta, a través del tiempo, por efecto de su funcionamiento.
- 5.3.2. Calibrar: Volver a la normalidad un instrumento de medición, con respecto a un patrón, que a través del tiempo ha perdido consistencia. Su objetivo es obtener valores con exactitud en el proceso.
- 5.3.3. Calidad del Agua: El agua para los esterilizadores a vapor, debe ser tratada y cumplir los siguientes parámetros del Cuadro N° 1:

Cuadro Nº 1: Parámetros de calidad del agua

Parámetro	Unidad	Valor admissible	Control	
Dureza	mg/l (ppm)	Menor a 5	Diario	
pН	Unidad Estándar	De 6 a 8	Diario	
Conductividad eléctrica	uS/cm	Menor a 12	Diario	
Temperatura	°C	Tomar lectura	Diario	






- 5.3.4. Ciclo de esterilización. Los procesos de esterilización a vapor, se efectúan siguiendo ciclos predefinidos de acuerdo al tipo de carga que se requiere esterilizar tales como: materiales porosos, instrumental quirúrgico, líquidos o material sensible al calor. En el Anexo N° 3 se presenta un cuadro con los "Parámetros principales de ciclos de esterilización según el tipo de material".
- 5.3.5. Componentes de los esterilizadores a vapor:

Los esterilizadores en general, dependiendo del tipo y modelos, tienen los siguientes componentes:

- a) Cámara: De forma rectangular o circular, cilíndrico. Es un recipiente a presión, componente principal del esterilizador destinado a recibir la carga a esterilizar. Dentro de la cámara se lleva a cabo el proceso de esterilización, por lo que es sometido a presión de vapor de trabajo de 210 y 320 Kpa (1.1 y 2.2 bar) con temperaturas de 121°C y 134°C, respectivamente.
 - Es diseñado y construido por lo general con plancha de acero inoxidable quirúrgico tipo 316L o 316Ti.
- b) Camisa (recámara): Es la parte volumétrica del recipiente que envuelve la cámara de esterilización, tiene la función de calentar la pared de la cámara de esterilización, para lo cual es sometido a presión de trabajo, de vapor de 350 a 380 Kpa (2.5 a 2.8 bar) y recibe vapor de línea de casa de fuerza o del propio generador (caldero incorporado).

Es construido generalmente con plancha de acero inoxidable quirúrgico 304L, 316L o 316Ti.



Los esterilizadores a vapor pueden tener una o dos puertas, las cuales deben tener enclavamiento contra apertura accidental o por mala maniobra, durante el funcionamiento del esterilizador.

Las puertas deben tener sistemas de bloqueo para apertura mientras la cámara esta presurizada. Además, mientras la puerta este abierta no es permitido el ingreso de vapor a la cámara y no se puede iniciar el ciclo de trabajo.

- d) Electrobomba de vacío de anillo líquido: Su función principal es retirar el aire del interior de la cámara, de modo que el proceso de esterilización sea en menor tiempo y por ende más eficiente que en equipos sin prevacío. Asimismo el secado de los materiales esterilizados es más rápido. Funciona con suministro de agua blanda de 450 a 700 Kpa (3.5 a 6 bar). Las presiones de vacío que se logran como resultado en estos equipos, es entre 20 y 50 Kpa (-800 a -500 mbar).
- e) Generador de vapor incorporado: Es un equipo que genera vapor saturado en base a resistencias eléctricas de inmersión, a la presión de 450 a 600 Kpa (3.5 a 5 bar). Ver Imagen N° 2.











Imagen N° 2: Vista de generador de vapor incorporado de esterilizador a vapor del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (Izquierda) y Pantalla display de esterilizador a vapor del Hospital Nacional Hipólito Unánue (Derecha). Lima 2014

- f) Resistencia de inmersión: Resistencia eléctrica para 220 voltios, corriente alterna, que funciona sumergida en el agua, para generar vapor saturado.
- g) Válvula reguladora de presión de vapor: Dispositivo mecánico que tiene la función de regular una presión de vapor a un valor necesario. Permite obtener una presión de vapor constante según lo requerido para el esterilizador a vapor.
- h) Válvula de seguridad: Dispositivo mecánico cuyo diseño permite brindar seguridad al esterilizador a vapor, contra sobre presiones, cuando las presiones de vapor del sistema son mayores a la presión de trabajo u operación del equipo. Las válvulas de seguridad del esterilizador (Cámara y camisa) debe calibrarse a 365 +10% = 395 Kpa (3 bar) máximo.

La válvula de seguridad del generador de vapor incorporado debe calibrarse a 600 +10% = 660 Kpa (5.6 bar) máximo.

- i) Electrobomba de presión para Venturi (Eyector): Tiene la función de inyectar agua blanda presurizada al Venturi, a la presión de 450 a 700 Kpa (3.5 a 6 bar) para crear vacío en la cámara por diferencia de presión y retirar el aire de la cámara y secado de los materiales esterilizados.
- j) Electrobomba del caldero incorporado: Tiene la función de impulsar agua blanda al caldero incorporado con presión de 600 a 800 Kpa (5 a 7 bar).
- k) Trampa de vapor: Dispositivo diseñado para aprovechar al máximo la energía térmica del vapor. Su función eliminar el condensado que se forma en la cámara, camisa y conductos del esterilizador y a la vez evitar que el vapor salga del sistema.
- Línea de alimentación de vapor, con retorno de condensado: Tubería que trae el vapor desde la caldera de la casa de fuerza o del generador de vapor incorporado al esterilizador, que incluye tubería de retorno de condensado, con fines de ahorro de energía.
- m) Intercambiador de calor: Componente para el enfriamiento rápido de fluidos antes del sistema de vacío y descarga al desagüe o drenaje, con el fin de protegerlos de las altas temperaturas de los fluidos.
- n) Compresor de aire: Son máquinas generadoras de aire comprimido dependiendo de las necesidades o elección y/o características de utilización de 600 a 1000 Kpa (5 a 9 bar) aspiran aire del ambiente a la presión atmosférica y lo comprimen a una presión mayor. La presión de aire generado por el compresor es necesario para el funcionamiento o accionamiento de las electroválvulas, válvulas neumáticas, cilindros neumáticos de simple y doble efecto.







- o) Cilindros neumáticos: Son elementos metálicos, generadores de trabajo con un automatismo neumático, su función es realizar movimiento rectilíneo alternativo, carrera de avance y de retroceso, de modo de transformar la energía estática del aire comprimido en trabajo mecánico. Se utiliza para el cierre y apertura de la(s) puerta(s) con desplazamiento de aire a la presión de 700 a 800 Kpa (6 a 7 bar).
- p) Componentes complementarios: Son dispositivos electrónicos, eléctricos, electromecánicos, neumáticos, mecánicos, termodinámicos, hidráulicos y electroneumáticos.

Dentro de estos componentes, se encuentran los sistemas de control: 1) Tablero eléctrico, 2) sistema de control electrónico PLC, 3) sistema de registro, 4) software del sistema de control, 5) panel de mando, 6) pantalla display de cristales líquidos LCD o similar, ver Imagen N° 2; 7) sistema de instalaciones hidráulicas, neumáticas, ver Imagen N° 3; y, 8) instrumentos de medición: manómetros o manovacuómetros indicadores de presión en la cámara, camisa, ingreso de vapor o del generador de vapor incorporado. Ver el Anexo N° 2 "Componentes básicos de los esterilizadores a vapor con cámara y camisa".






Imagen N° 3: Vista de entrada de aire comprimido tipo industrial y electroválvulas de Esterilizador a vapor del Hospital San Juan de Lurigancho. Lima, 2014.



Los medios, también denominados monitores físicos e indicadores de procesos químicos y biológicos, para los controles de calidad de la esterilización son:

- 5.3.4.1. Control (Monitor) físico: Componentes del esterilizador tales como pantalla display, papel registrador, manómetros, presostatos, microprocesadores, Pt100, válvula de seguridad, entre otros, los cuales permiten el monitoreo y control de los parámetros de esterilización: Temperatura, tiempo y presión, con seguridad.
- 5.3.4.2. Control químico: Su finalidad es demostrar que el material fue expuesto al proceso de esterilización y distinguir entre artículos procesados y no procesados.
- 5.3.4.3. Control biológico: Es el método de prueba, que se realiza con esporas del Geobacilo Stearothermophilus, que es el microorganismo más resistente al calor. Es el más confiable.









A. SEGÚN EL TIPO DEL SISTEMA DE VACÍO SE CLASIFICA EN:

a.1. <u>Esterilizadores gravitacionales</u>: Estos equipos no cuentan con sistema de vacío, por lo que el aire existente dentro de la cámara de vapor es obligado a salir, al ser desplazado por el vapor a medida que se incrementa en cantidad y presión. Con esta tecnología, al realizarse el proceso de esterilización, se emplean mayores tiempos, debido a una incompleta salida del aire.

Las principales características de este tipo de esterilizadores son:

- El vapor se produce dentro de la cámara.
- El vapor desplaza al aire, el cual sale de la cámara a través de una válvula eliminadora de aire que a la vez impide la salida de vapor.
- No se logra eliminar del 5 a 10% de aire del interior de la cámara.
- Se alcanzan las condiciones para la esterilización.
- La temperatura y la presión se mantienen por un periodo controlado de tiempo.
- a.2. Esterilizadores de pre vacío: Son aquellos equipos que tienen un sistema de vacío, conformado por una bomba de vacío, o sistema de Venturi, que tiene la función de sacar el aire de la cámara del esterilizador, producido por el vapor cuando se condensa por contacto con los materiales fríos. Estos equipos emplean menor tiempo durante el proceso de esterilización, debido a la menor cantidad de aire dentro de la cámara, el cual lo consigue succionando el aire por medio del sistema de vacío e introduciendo el vapor varias veces y en forma muy rápida, para así forzar la salida del aire.

Las principales características de este tipo de esterilizadores son:

- El aire inicialmente existente en la cámara es removido mediante electrobombas de vacío o Venturi (eyectores), luego se inyecta vapor y se retira la mezcla de aire vapor sucesivamente.
- Se logra eliminar el 99% de aire del interior de la cámara.
- El vapor es producido en la cámara o invectado a la cámara.
- · Se alcanzan las condiciones para la esterilización.
- La temperatura y la presión se mantienen por un periodo controlado de tiempo.

B. <u>SEGÚN SU CAPACIDAD Y POSICIÓN DE LA CÁMARA DE VAPOR SE</u> CLASIFICAN EN:

- b.1 <u>Esterilizadores a vapor de mesa:</u> Tienen la cámara de vapor en posición horizontal, son de baja capacidad, generan vapor mediante resistencias eléctricas tipo inmersión en el interior de la cámara y están diseñados para ser instalados sobre una mesa de trabajo. No requieren instalación fija, por lo que se pueden trasladar fácilmente a otro lugar de uso.
- b.2 <u>Esterilizadores a vapor verticales</u>: Utilizan cámara de vapor en posición vertical, son equipos de baja y mediana capacidad, diseñados para ser colocados en el piso. Existen con y sin instalación fija. De acuerdo al tipo de calefacción se subdividen en:
 - b.2.1. Esterilizador vertical con calefacción eléctrica: Son equipos que funcionan con resistencias eléctricas de calefacción tipo inmersión directamente en la cámara de vapor, mediante el cual generan vapor saturado, siendo la presión de trabajo del equipo a 210 Kpa (1.1 bar) y 320 Kpa (2.2 bar). No requieren instalación fija.









- b.2.2. Esterilizador vertical con suministro de vapor de casa de fuerza: Son equipos similares a los anteriores, con la diferencia que funcionan con vapor suministrado por casa de fuerza, por lo que requieren instalación de vapor saturado, tipo fijo con presión de suministro de red a 415 a 520 Kpa (3.15 a 4.2 bar)
- b.3 <u>Esterilizadores a vapor con cámara y camisa</u>: Son equipos con cámara de vapor y camisa, ambos en posición horizontal, son de gran capacidad, requieren instalación fija para su funcionamiento, comprende esterilizadores a vapor de una puerta y dos puertas para sistemas de barrera sanitaria. Ver Imagen N° 1.

A su vez, los esterilizadores a vapor con cámara y camisa, según el tipo de suministro de vapor se subdividen en:

- b.3.1. Esterilizador con suministro de vapor de casa de fuerza: Son equipos que para cumplir su función de esterilización, tienen una fuente de suministro de vapor, una línea exclusiva de vapor saturado, con presión de suministro de red de 415 a 520 Kpa (3.15 a 4.2 bar), proveniente de la casa de fuerza, con su respectiva estación reductora.
- b.3.2. Esterilizador con caldero eléctrico incorporado o auto generador proplo: Son equipos que para cumplir su función de esterilización, tienen una fuente de suministro de vapor propia, proveniente del caldero eléctrico incorporado o auto generador propio instalado de fábrica, es decir tiene autonomía propia de funcionamiento.
- b.3.3. Esterilizador mixto (Con suministro de casa de fuerza y caldero incorporado): Son equipos que para cumplir su función de esterilización, cuenta como fuente de suministro de vapor, una línea exclusiva de vapor saturado a presión de 415 a 520 Kpa (3.15 a 4.2 bar) proveniente de la casa de fuerza, con estación reductora respectiva; asimismo paralelamente dispone para situaciones eventuales de ausencia de vapor de casa de fuerza, de un caldero eléctrico incorporado o auto generador propio instalado de fábrica, que le da autonomía propia de funcionamiento que suministra vapor saturado a presiones de 450 a 600 Kpa (3.5 a 5 bar).



Imagen N°1: Vista frontal de esterilizadores a vapor de 2 puertas con barrera sanitaria, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima, 2014,

5.3.8. Desinfección: Proceso físico o químico por medio del cual, se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se asegure








la eliminación de esporas bacterianas. No es una esterilización, por cuanto puede matar formas vegetativas de los microorganismos, pero no necesariamente aquellas más resistentes o esporas.

- 5.3.9. Esterilización: Es el proceso de eliminación de microorganismos perjudiciales a la salud de los seres humanos. Se utiliza para eliminar la contaminación microbiana en materiales, medios de cultivo, instrumentos, etc., para mantener las condiciones estándares de asepsia.
- 5.3.10. Esterilización a vapor: Es un proceso de esterilización por medio físico, por efecto de vapor saturado que genera humedad y calor, por el cual se logra la eliminación de todo microorganismo, incluyendo las esporas bacterianas.

La esterilización a vapor, tiene la ventaja de lograr la elevación de la temperatura en forma rápida, en corto tiempo de esterilización y no dejar residuos tóxicos en el material, su eficiencia dependerá del contenido de humedad, calor, grado de penetración del vapor, calidad de mezcla de vapor, calidad del vacío, aire residual u otras impurezas que pudiera contener, precisión en la automatización y controles de presión, tiempo y tecnologías del equipo, etc.

La esterilización a vapor, no es aplicable a materiales termo sensibles y a materiales o sustancias no compatibles con el vapor.

5.3.11. Esterilizador a vapor: Equipo que tiene como propósito esterilizar objetos que resisten temperaturas hasta 134 °C y contacto con vapor húmedo a presión. Es un conjunto de componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y software, que cumplirán el objetivo de automatizar, monitorear y controlar el proceso de esterilización a vapor, eliminando microorganismos (incluyendo las esporas bacterianas), a base de calor y humedad producida por el vapor saturado y a la oportuna generación de vacío y eliminación de aire que rodean al elemento a esterilizar.



- 5.3.12. Limpieza: Remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, superficies y en objetos, utilizando para ello el lavado manual o mecánico con agua y detergente, tiene por finalidad disminuir la biocarga (número de microorganismos) por arrastre mecánico. Es un procedimiento básico que se efectúa antes que los objetos sean sometidos al proceso de esterilización propiamente dicho.
- 5.3.13. **Presión absoluta:** Cuando se trate de expresar presiones absolutas, hay que tener en cuenta las siguientes relaciones:

Para presiones mayores a la presión manométrica:

Presión absoluta = Presión manométrica + presión atmosférica.

Para presiones menores a la presión manométrica:

Presión absoluta = Presión atmosférica - Presión de vacío.

5.3.14. Proceso básico de esterilización:

En los esterilizadores a vapor, el proceso básico de esterilización comprende:

- Pre vacío (No aplica en esterilizadores sin prevacío)
- Esterilización;
- Reducción de presión o alivio de presión;
- Secado; y.
- Fin de ciclo.







A continuación se describe cada uno de los procesos que desarrollan los esterilizadores a vapor:

- a) Prevacío: Con la puerta del esterilizador cerrado y el material cargado en la cámara, el aire es extraído de la cámara mediante una electrobomba de vacío o eyector. Para lo cual se inyecta a la cámara vapor de 200 a 250 Kpa (1 a 1.5 bar) y se extrae en forma pulsante a una presión de vacío de 20 a 50 Kpa (-800 a -500 mbar). El número de pulsos varía de acuerdo al fabricante.
- b) Esterilización: Extraído el aire de la cámara y cumplido el tiempo de pre vacío, ingresa el vapor saturado a la cámara dependiendo del material a esterilizar a presión de vapor de 210 ó 320 Kpa (1.1 ó 2.2 bar) con temperaturas de 121°C ó 134°C, respectivamente. Durante el proceso de esterilización se mantiene la temperatura y la presión al nivel necesario y prefijado.
- c) Reducción de presión o alivio de presión: En esta fase una vez cumplido el tiempo de esterilizado, una de las válvulas de descarga de la cámara se abre permitiendo que el vapor salga y baje la presión a la presión atmosférica.
- d) Secado: El secado del material esterilizado se inicia con la extracción del vapor remanente en la cámara mediante una electrobomba de vacío o por un Venturi (eyector). La presión de vacío recomendable para el secado es de 20 y 50 Kpa (-800 a -500 mbar).
- e) Fin de ciclo: En esta fase, una vez cumplido el tiempo de secado, se abre la válvula de ventilación, que permite la entrada de aire del exterior, a través de un filtro hacia la cámara permitiendo la estabilización de la presión atmosférica, para la apertura segura de la puerta del esterilizador.
- 5.3.15. Sistema de control y mando: Es el sistema de hardware y software utilizado para el funcionamiento del esterilizador a vapor, los cuales pueden ejecutar automáticamente los ciclos de esterilización. Este sistema permite ingresar las órdenes del operador, recibir y procesar las señales de los sensores y componentes propios del equipo, así como trasmitir señales de mando a los componentes actuadores hidráulicos, neumáticos, mecánicos eléctricos, indicando al operador el estado del funcionamiento. Está conformado por:
 - a) Hardware: Está compuesto esencialmente por microprocesador, interfaz para las entradas analógicas y digitales e impresora.
 - b) Software del sistema de control y mando: Es el programa destinado a la operatividad del sistema de control para: 1) interpretar los mandos dados por el operador; 2) interpretar las señales de los instrumentos de medición del esterilizador; 3) procesar y transmitir los mandos a los componentes hidráulicos, mecánicos y eléctricos; 4) indicar al operador el estado de funcionamiento del esterilizador; 5) desarrollar la secuencia automática de las etapas del ciclo de esterilización memorizado; así como, 6) detectar las fallas de funcionamiento.
 - c) Sistema de registro: Registro los valores de los parámetros del ciclo de esterilización (tiempo, temperatura y presión) que funciona independientemente del sistema de control, para recibir y procesar información de: 1) Comienzo del ciclo de esterilización; 2) Cambio de etapa durante el ciclo de esterilización; 3) Fin del ciclo de esterilización y 4) Detección y señalización de las irregularidades de funcionamiento de los esterilizadores a vapor.
 - d) Panel de mando: Es el indicador situado en la superficie frontal del esterilizador, representa el interfaz con el operador para su funcionamiento y comprende: Pantalla gráfica táctil, botoneras de mando y configuración, interruptor de seguridad de puerta, botones de cierre de puerta, botones de apertura de puerta, botón de marcha (start), botón de parada (stop), lámparas de señalización o indicadores por fase y ciclo, termómetro de control visual analógico o digital.







- e) Instrumentos y sensores: Son componentes analógicos o digitales utilizados para señalar el sistema de mando, el estado de funcionamiento del esterilizador y está compuesto por lo siguiente: 1). Manovacuómetros, manómetros (indicadores de presión, vacío, analógicos, y digitales), 2). Presostatos de alta y baja, 3). Transductores de presión absoluta de señal analógico de 4 a 20 mA, 4). Sensor de temperatura PT100, 5). Sensor de temperatura RTD, 6). Sensor de nivel (inductivo, capacitivo, fotoeléctrico, y electrodos).
- 5.3.16. Sistema de instalación eléctrica: Conformado por el conjunto de dispositivos eléctricos como: contactores, interruptores termomagnéticos, relé térmicos, relé diferencial, conductores y conexiones que suministran energía eléctrica, para accionar los componentes generador de vapor, resistencias eléctricas, electrobombas, componentes electromecánicos y sistema de control del equipo esterilizador.
- 5.3.17. Sistemas de instalación hidráulica y neumática: Es el conjunto de componentes para la distribución y uso de fluidos (agua, aire, vapor y condensado), durante el desarrollo del proceso de esterilización y está compuesto principalmente de: 1) Tuberías sch40, sch80, cobre, acero inoxidable, fierro galvanizado, bronce; 2) Conexiones: Uniones universales, tees, codos, yes de fierro negro, fierro galvanizado, bronce, acero inoxidable; 3) Válvulas manuales (globo, compuerta y esférica.); 4) Válvulas de accionamiento eléctrico (electroválvulas y válvulas solenoides); 5) Válvulas de accionamiento neumático (válvulas neumáticas); 6) Electrobomba de alimentación de agua blanda para el accionamiento del venturi y para el caldero incorporado; 7) Electro bomba de vacío de anillo líquido para la extracción de aire de la cámara; 8) Compresora de aire; 9) Regulador de presión de vapor: 10) Unidad de mantenimiento de línea de aire comprimido (filtro, regulador y lubricador); y, 11) Cilindros de doble efecto o simple efecto del mecanismo de desplazamiento y seguridad de la puerta.



M. ESTRADA F

5.3.18. Unidades de presión: En la presente guía técnica, las presiones indicadas en pascales (Pa) o en kilopascales (Kpa) están referidas a presiones absolutas y las presiones expresadas en bar, milibar, psi o en otras unidades distintas a pascales, están referidas a presiones manométricas.

Las unidades de medida de la presión más utilizadas en relación a los esterilizadores a vapor son:

- > Pascal: Equivale a un Newton/m². El Kilopascal equivale a 1000 pascales.
- > Bar: Unidad de medida de presión que equivale a 10⁵ Pa (Pascales). También se usa el milibar (mbar), que equivale a la milésima parte de un bar.
- > Psi: Es la presión que ejerce un objeto que pesa una libra sobre una superficie de una pulgada cuadrada. La denominación de esta unidad de medida de presión, proviene de las siglas de la terminología técnica en inglés: poundal square inch, que traducido significa libras por pulgada cuadrada.
- > Atmósfera: Unidad de medida de presión, que equivale a 1,0133x10⁵ Pa o a 14.69 Psi (Lb/Pulg2).
- Para más equivalencias: Ver el Anexo Nº 1 "Tabla de Conversión Unidades de Presión".
- 5.3.19. Vapor Saturado: Es el vapor producido cuando el agua es calentada hasta su punto de ebullición y después se evaporada con calor adicional. Las propiedades del agua se muestran en el Gráfico Nº 1, en el que se puede apreciar la región de vapor húmedo, donde se produce vapor:






Grafico Nº 1: Diagrama de estado del agua.


Fuente: Adaptado de http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-65.htm. Set. 2014.

El vapor saturado tiene excelentes propiedades para la esterilización, debido a que es una gran fuente de energía térmica, fácil de trasladar, transfiere calor instantáneamente, particularmente a temperaturas superiores a 100 °C (212°F), por lo que se emplea a temperaturas de 121 °C y 134 °C.

Para que el proceso de esterilización se realice correctamente, es necesario se suministre al esterilizador vapor saturado seco de 97 a 100%.

5.4. REQUERIMIENTOS BÁSICOS:

Para que la ejecución de las actividades de mantenimiento obtenga resultados de calidad, se deben tener en cuenta los requerimientos básicos que se detallan a continuación y en el Gráfico N° 2:



Dicho personal deberá tener la formación académica, experiencia, capacitación y competencias que se describen en el Anexo Nº 4: "Perfil del Personal Profesional" y Anexo Nº 5: "Perfil del Personal Técnico", de la presente guía técnica.

- 5.4.2. Herramientas e instrumentos de medición: Se utilizarán las herramientas e instrumentos de medición que se indican en el Anexo Nº 6: "Herramientas e Instrumentos de Medición Necesarios para el Mantenimiento de Esterilizadores", de la presente guía técnica.
- 5.4.3. Información técnica, manuales, planos y software: El área responsable de mantenimiento deberá tener a su cargo, un juego completo de los manuales de mantenimiento, planos, diagramas, software y cualquier otra información técnica de los esterilizadores a vapor. Dicha información debe estar debidamente clasificada inventariada y foliada.
- 5.4.4. Repuestos y materiales: En toda intervención de mantenimiento de esterilizado a vapor se deberán emplear materiales e insumos de buena calidad y repuestos originales, salvo que estos no existan en el mercado o su fabricación esté descontinuada.












Grafico N° 2: Requerimientos básicos para lograr un proceso de mantenimiento de calidad Fuente: Elaboración propia. Equipos Electromecánicos –DM-DGIEM-MINSA. Lima, 2014

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:

6.1 PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Para efectuar la programación del mantenimiento, se deberá emplear el manual de mantenimiento del fabricante del equipo. En caso de no contar con dicho documento técnico, se deberá proceder de acuerdo a lo siguiente:





- Determinar el tiempo de duración de la actividad.
- Determinar los recursos necesarios por actividad (Servicios de terceros, personal, herramientas, repuestos, materiales, información técnica u otros) y costos de cada actividad.
- La programación deberá incluirse dentro del Plan Operativo de la Institución.

6.2 CONSERVACIÓN, LIMPIEZA DE LA SALA DE MÁQUINAS DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN:


 a) El control y limpieza de la sala de máquinas, estará a cargo de un técnico designado del servicio de mantenimiento. La limpieza debe realizarse cada fin de semana.



sobrepasar los 25°C. En caso contrario, se debe instalar un sistema de extracción que evacue el aire caliente originado por el funcionamiento del esterilizador a vapor y las redes de vapor; de esta forma se logrará un ambiente adecuado para la conservación de los componentes del equipo esterilizadores y para la ejecución de labores de inspección y mantenimiento.

- 6.3.2. Inspección del equipo: Examinar o reconocer el equipo, partes o accesorios, según corresponda de acuerdo al tipo de equipo. Entre las actividades involucradas figuran:
 - a) Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes, para detectar posibles impactos, deterioros, corrosión en la carcasa o levantamiento de pintura y/o cualquier otro daño.
 - b) Revisión de componentes mecánicos, hidráulicos y neumáticos del equipo. Esto incluye la cámara, camisa, puerta, generador de vapor, empaquetaduras, manómetros o manovacuometros, válvulas de los diversos fluidos y componentes sanitarios, tuberías y conexiones de vapor, descarga de condensado, agua, desagüe y aire comprimido, en los cuales se debe revisar posibles fugas o pases de fluido no deseado y determinar falta de lubricación, desgaste de piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc.
 - c) Revisión de componentes eléctricos y electrónicos: Botoneras, interruptores, fuentes de alimentación, tarjetas, microprocesadores, sensores, actuadores, y dispositivos en general, incluye los cableados de conductores del equipo, los cuales se deben encontrar en buen estado, sin falso contacto, sin signo de recalentamiento, deterioro del aislamiento.
- 6.3.3. Limpieza integral externa: Consiste en eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, grasas y sustancias que se adhieren por el uso y contaminación del lugar, en las partes externas que componen el equipo, mediante los métodos adecuados, según corresponda.

Esto incluirá la limpieza de superficie externa, utilizando limpiador de superficie líquido, pulidor, pastas y espray para limpieza.



Esto incluye la limpieza de superficie interna de la cámara, utilizando limpiador de superficies, líquidos o en espray.

- 6.3.5. Lubricación y engrase: Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a través de un depósito, motores, bisagras, empaquetadura de puerta y cualquier otro mecanismo que lo necesite. Puede realizarse al momento de la inspección, debiendo utilizarse lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes. Para el caso de la empaquetadura de puerta, debe usarse lubricante de alta temperatura.
- 6.3.6. Reemplazo de partes: La mayoría de los equipos tienen componentes, que a través de su funcionamiento y el paso del tiempo, tienden a gastarse y/o deteriorarse, de modo que se debe prevenir las fallas o roturas por desgaste de componentes menores, que traigan como consecuencia fallas de otros componentes de mayor importancia y costo. Para ello, es necesario el reemplazo cíclico de partes de los componentes, tales como: empaquetaduras, rodajes, sellos mecánicos, anillos o ring, dispositivos protectores, carbones, etc. Este reemplazo de partes es un paso esencial del mantenimiento preventivo, y debe ser realizado de acuerdo a los manuales del fabricante.
- 6.3.7. Ajuste y calibración: En el mantenimiento preventivo es necesario realizar los procedimientos de ajuste y calibración de los componentes mecánico, eléctrico y electrónico del esterilizador. Para ello, debe tomarse en cuenta lo observado en la



M. ESTRADA F



- El operador de máquinas o personal asistencial, realizará la limpieza diaria de zona de trabajo, la parte frontal, los costados y posterior del equipo, panel de mando y puerta del equipo.
- c) La sala de máquinas de los esterilizadores, debe estar libre de objetos ajenos al servicio y no podrá usarse como depósito o almacén. Todos los trabajos de limpieza y mantenimiento se realizarán con el equipo apagado y a temperatura ambiente.

6.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Las actividades de mantenimiento preventivo de los esterilizadores a vapor, constituyen la base de los programas de mantenimiento para cada equipo. Su aplicabilidad es determinada por las características específicas de cada equipo y son las siguientes:

- 6.3.1. Inspección de las condiciones ambientales: Observar las condiciones del ambiente en las que se encuentra el equipo, ya sea en funcionamiento o en almacenamiento. Los aspectos que se debe evaluar son: humedad, exposición a vibraciones mecánicas, presencia de polvo, seguridad de la instalación y temperatura (para equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos). Cualquier anormalidad o no cumplimiento de las condiciones establecidas, debe ser notificado como observación en la rutina y siguiendo el procedimiento especificado por el área técnica responsable del mantenimiento.
 - a) Humedad: La humedad del ambiente en el que trabaja el equipo, no debe ser mayor a la que especifica el fabricante. Si no se cuenta con esta información o con los medios adecuados de medición se puede evaluar por sus efectos, por ejemplo: oxidación de la carcasa, levantamiento de pintura de paredes o del equipo, presencia de condensado en algún componente del equipo. Este aspecto será evaluado en la inspección visual del equipo.
 - b) Vibraciones mecánicas: Pueden ser por causa del funcionamiento o desgaste, desajuste o falla de algún componente dinámico, debiendo revisar la electrobomba de vacío, electrobomba de la caldera incorporada al equipo comprobando que no existan vibraciones mecánicas. Asimismo, revisar las redes, válvulas, trampas de vapor, chaqueta, de manera que no exista acumulación de agua o condensado para evitar desequilibrios del proceso y/o golpe de ariete.
 - c) Polvo: Los equipos electrónicos, eléctricos y mecánicos, se ven afectados en el funcionamiento y en el tiempo de vida útil, por la presencia de polvo en el sistema. Revise que no haya presencia excesiva de polvo en el ambiente, visualizando el equipo y su medio circundante, o la existencia de zonas cercanas donde se produzca el polvo.
 - d) Seguridad de la instalación en sala de máquinas: Revisar que la instalación del equipo y sus componentes ofrezca seguridad, sea que esté colocado o montado sobre una superficie adecuada, anclado e instalado en el piso o en la pared. Si utiliza fijadores, verifique que éstos estén en buenas condiciones, revise la nivelación de la(s) puerta(s) y que la instalación mecánica de vapor y sanitaria de agua y desagüe no presente fugas y humedad. Además, verificar que el suministro eléctrico está conectado al esterilizador, se encuentra protegido con medios de aislamiento eléctrico y desconexión apropiados; que no exista inducción eléctrica, cortocircuitos o falsos contactos y que exista espacios mínimos de circulación para inspección y mantenimiento. También, tiene que revisarse el estado de la línea de alimentación eléctrica, tablero eléctrico de distribución más cercano, línea de tierra, conexión del conductor eléctrico de protección a las partes metálicas del equipo.
 - e) Temperatura de sala de máquinas: Es la temperatura de la sala donde se encuentra ubicado el equipo y sus componentes, la misma que no debe







inspección del equipo, según lo establece el numeral 6.3.2 de la presente Guía Técnica y los parámetros estándares de cada equipo de acuerdo a los manuales del fabricante.

En caso de esterilizadores con cámara y camisa se deben emplear los parámetros descritos en el Anexo N° 7: "Formato de protocolo de pruebas de mantenimiento de esterilizadores a vapor con cámara y camisa". Los procedimientos de ajuste, deben revisarse o efectuarse en el suministro de agua de 450 a 700 Kpa (3.5 a 6 bar); de aire comprimido de 600 a 1000 Kpa (5 a 9 bar) y de vapor a la entrada al esterilizador 415 a 520 Kpa (3.15 a 4.2 bar), respectivamente. También para el disparo de la válvula de seguridad del esterilizador (Cámara y camisa) 365 +10% = 395 Kpa (3 bar) máximo. Asimismo, ajustar la presión del generador de vapor a 450 a 600 Kpa (3.5 a 5 bar), la válvula de seguridad de dicho generador de 600 +10%= 660Kpa (5.6 bar).

- 6.3.8. Pruebas de seguridad eléctrica de las redes de suministro eléctrico: Se probará el aislamiento de los conductores que forman parte de la red de suministro eléctrico de la subestación o tablero de distribución hasta el equipo esterilizador. Los parámetros mínimos a verificar son:
 - Tensión de Servicio a 60 Hz: 220 Voltios ±5%.
 - Medición de resistencia de la puesta a tierra PAT: No mayor de 5 ohmios.
 Para esta prueba emplear telurómetro de tres electrodos.
 - Prueba de aislamiento de la línea de alimentación eléctrica. Se efectuarán pruebas entre líneas y entre líneas y tierra, con los resultados esperados que se establecen en el Cuadro N° 2:

Cuadro N° 2: Parámetros de seguridad de instalaciones eléctricas



CAPACIDAD DEL CIRCUITO O LÍNEA	RESULTADO ESPERADO
a) Circuitos ≤ 20 Amperios.	a) ≥1 MΩ
b) Circuitos > 20 ≤ 50 Amperios.	b) ≥250 KΩ
c) Circuitos > 50 Amperios.	c) ≥ 1000 Ω/V. Es decir la corriente de fuga debe ser ≤1 mA a 220 V. Si la línea tiene más de 100 m, la corriente de fuga se puede incrementar en 1 mA por cada 100m o fracción adicional.



Condiciones de las pruebas a las instalaciones:

- Tensión de ensayo 500 V c.c. del megóhmetro.
- Estas pruebas se deben realizar sin tensión de servicio en las líneas de alimentación eléctrica. Se debe desconectar el interruptor del equipo esterilizador, para que la tensión de prueba no se aplique a los componentes del equipo esterilizador.
- 6.3.9. Pruebas funcionales: Además de las pruebas de funcionamiento realizadas en otras partes de la rutina, es importante poner en funcionamiento el equipo en conjunto con el operador, para detectar posibles fallas en el equipo, y así promover una mejor comunicación entre el técnico y el operador, con la consecuente determinación de medidas correctivas.
- 6.3.10. Protocolo de pruebas técnicas: Después de cada intervención de mantenimiento, adicionalmente a las pruebas propias, especificas, para cada servicio de mantenimiento, se deberá verificar, como mínimo, el cumplimiento de los parámetros establecidos en Anexo N° 7: "Formato de Protocolo de Pruebas de



Mantenimiento de Esterilizadores a Vapor", debiendo ser firmado por los responsables de la ejecución de trabajos de mantenimiento.

6.4 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR:

Se efectúan con la finalidad de tener los equipos en estado de operatividad eficiente y evitar su paralización. Para cumplir los programas de mantenimiento se debe prever la disponibilidad de los componentes o accesorios a reemplazar periódicamente.

Los programas de mantenimiento preventivo de esterilizadores a vapor, comprenden rutinas básicas que se deben efectuar con periodicidad y se describen a continuación:

- 6.4.1. Programa de mantenimiento preventivo mensual de esterilizadores a vapor con suministro de vapor de casa de fuerza. **Ver Anexo Nº 8.**
- 6.4.2. Programa de mantenimiento preventivo trimestral de esterilizadores a vapor con suministro de vapor de casa de fuerza. **Ver Anexo Nº 9.**
- 6.4.3. Programa de mantenimiento preventivo mensual de esterilizadores a vapor con caldero eléctrico incorporado. Ver Anexo N° 10.
- 6.4.3. Programa de mantenimiento preventivo trimestral de esterilizadores a vapor mixtos. **Ver Anexo Nº 11.**
- 6.4.4. Programa de mantenimiento preventivo semestral de esterilizadores a vapor con suministro de casa de fuerza, caldero incorporado o mixto. **Ver Anexo N° 12.**
- 6.4.5. Programa de mantenimiento preventivo de complementación anual de esterilizadores a vapor con suministro de casa de fuerza, caldero incorporado o mixto. Ver Anexo N° 13.
- 6.4.6. Programa de mantenimiento preventivo y complementación diaria / semanal de esterilizadores a vapor con suministro de casa de fuerza, caldero incorporado o mixto. Ver Anexo N° 14.
- 6.4.7. Programa de mantenimiento preventivo para esterilizadores a vapor de mesa y verticales. Ver Anexo N° 15.



A continuación, en el Cuadro N° 4, se describen las deficiencias técnicas comunes, que suelen presentar en el funcionamiento de los esterilizadores a vapor, sus causas y solución respectiva:



M. ESTRADA F

Cuadro N° 4: Deficiencias técnicas comunes de esterilizadores a vapor

DEFICIENCIA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El testigo indica	Material a esterilizar se encuentra mal cargado o cargado en exceso.	 Revisar distribución de la carga y cantidad de carga. Ajustar de acuerdo a recomendaciones de fábrica.
que el material no está esterilizado.	Trampa de vapor defectuosa.	 Revisar trampa de vapor. Reparar o sustituir trampa y filtro.
	Tiempo de esterilización inadecuado.	Ajustar al tipo de ciclo.Revisar tiempo de esterilización.



	No se alcanzó la temperatura y la presión de	 Revisar la presión y temperatura. Revisar presión de vapor correspondiente al ciclo seleccionado.
	esterilización seleccionada.	 Revisar posibles fugas de vapor en la puerta empaque o en los dispositivos de control de paso.
	Penetración de vapor insuficiente.	 Reducir la cantidad de paquetes a ser esterilizados; esto permite un mejor flujo de vapor.
	Pre-calentamiento y vacío defectuoso. Ha quedado demasiado aire dentro de la cámara.	 Solicitar servicio técnico especializado para revisar el sistema de vacío.
	Indicador biológico mal seleccionado para el ciclo realizado.	 Revisar especificaciones de uso del indicador biológico. Repetir el ciclo de esterilización.
Se interrumpe el ciclo de esterilización sin razón aparente	Presiones de vapor, agua o aire inadecuadas. En consecuencia, no se accionan los dispositivos de regulación y controles.	 Revisar presiones de alimentación de vapor de agua o aire. Revisar hermeticidad de puerta.
DEFICIENCIA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
	Trampa de vapor defectuosa.	 Revisar/limpiar trampa para vapor. Sustituir trampa y filtro.
Material esterilizado sale	Drenaje de la cámara de esterilización obstruido.	 Revisar sistema de drenaje y limpiar.
húmedo.	Esterilizador demasiado cargado.	 Reducir la cantidad de carga en la cámara. Repetir el ciclo de esterilización.
	Esterilizador no está bien nivelado.	> Nivelar el esterilizador.
Dansién de	Empaque de la puerta defectuoso.	 Revisar el empaque; reemplazar el empaque.
Presión de vapor demasiado baja.	Fuga de vapor interna en otro dispositivo del esterilizador.	 Revisar trampas, electroválvulas, entre otros.
	Caída de presión en la línea.	> Revisar reductora de presión.
Desción de	Reductora de presión descalibrada.	 Revisar reductora de presión (caldero).
Presión de vapor excesiva	Control de presión electrónico descalibrado (Transductor).	➤ Revisar y/o sustituir.







6.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORES A VAPOR.

Se deben tomar las medidas de seguridad integral y de salud ocupacional, respecto al uso y funcionamiento de los esterilizadores a vapor, por cuanto funcionan como recipientes a presión, a fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales u ocasionar deterioro de estos equipos. Estas medidas son:

- 6.6.1. Se debe de realizar la gestión de riesgos ocupacionales de acuerdo a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores que realicen el mantenimiento de esterilizadores a vapor, priorizando los monitoreos de los factores de riesgos físicos y químicos, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores.
- 6.6.2. El personal que realice el mantenimiento de esterilizadores a vapor, debe emplear equipos de protección personal (EPP) adecuados para protección eléctrica, vapor y otros:
 - 6.6.2.1 Guantes de material aislante térmico y resistente al calor 300 °C,
 - 6.6.2.2 Ropa de trabajo,
 - 6.6.2.3 Zapatos de seguridad para 1000 voltios,
 - 6.6.2.4 Casco.
 - 6.6.2.5 Lentes de protección, v
 - 6.6.2.6 Mascarillas desechables.

Asimismo, el responsable ejecutor de las labores de mantenimiento deberá considerar otros implementos o equipos de seguridad de acuerdo a la evaluación de los niveles de riesgo de cada caso en particular.

- 6.6.3. En la ejecución de trabajos de mantenimiento de esterilizadores a vapor, deben adoptarse las siguientes medidas:
 - 6.6.3.1. Todo trabajo de mantenimiento o reparaciones del sistema de vapor del esterilizador y de las líneas de alimentación de vapor saturado, se deben realizar sin energía eléctrica, sin suministro de vapor y habiéndose realizado previamente el alivio de presión el día anterior y la disminución de temperatura hasta la temperatura ambiente.
 - 6.6.3.2. Se prohíbe que personal no autorizado, encienda o maniobre los equipos e instalaciones, hasta la culminación de los trabajos de mantenimiento.
 - 6.6.3.3. Sólo el ingeniero y/o técnicos responsables del mantenimiento deberán colocar o retirar los avisos de seguridad, con el siguiente contenido:
 - "PROHIBIDO ENCENDER EQUIPO EN MANTENIMIENTO".
 - "PROHIBIDO MANIPULAR INSTALACIÓN EN MANTENIMIENTO".

El material, medidas y colores de los avisos se detallan en el Anexo N° 16: "Aviso de seguridad para mantenimiento de esterilizadores a vapor".

- 6.6.3.4. Los avisos de seguridad de prohibición se colocarán:
 - En el panel frontal del equipo, a la altura de las botoneras de mando.
 - En lugar visible al ingreso a la sala de máquinas.
 - En el tablero eléctrico del equipo.
 - En las válvulas de control de suministro de vapor.

Además podrán colocarse en cualquier otro lugar donde se considere necesario para eliminar o reducir riesgos laborales.








VII. RECOMENDACIONES

La operación eficiente y el mantenimiento de los esterilizadores a vapor, son de vital importancia para el buen funcionamiento de los servicios críticos de los establecimientos de salud, por lo que en atención a lo establecido en la presente guía técnica es recomendable se tengan en cuenta lo siguiente:

- 7.1. Los Directores o Jefes de Servicios Generales y Mantenimiento, o quienes hagan sus veces, según corresponda en los establecimientos de salud, son responsables de la aplicación de las disposiciones del presente documento normativo.
- 7.2. Los funcionarios responsables de la infraestructura y equipamiento en los Gobiernos Regionales en el ámbito nacional, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud en el ámbito de Lima Metropolitana, respectivamente, o quienes hagan sus veces, son responsables de la asistencia técnica, supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente Guía Técnica.



7.2 Los Directores C



GUÍA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR



- Anexo N° 11: Programa de mantenimiento preventivo trimestral de esterilizadores a vapor mixtos.
- 12) Anexo N° 12: Programa de mantenimiento preventivo semestral de esterilizadores a vapor con suministro de casa de fuerza, caldero incorporado o mixto.
- 13) Anexo N° 13: Programa de mantenimiento preventivo de complementación anual de esterilizadores a vapor con suministro de casa de fuerza, caldero incorporado o mixto.
- 14) Anexo N° 14: Programa de mantenimiento preventivo y complementación diaria / semanal de esterilizadores a vapor con suministro de casa de fuerza, caldero incorporado o mixto.
- 15) Anexo N° 15: Programa de mantenimiento preventivo para esterilizadores a vapor de mesa y verticales
- 16) Anexo N° 16: Aviso de seguridad para mantenimiento de esterilizadores a vapor.







GUÍA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR

ANEXO Nº 1

TABLA DE CONVERSIÓN – UNIDADES DE PRESIÓN

Unidad	bar	Pa (Pascal)	KPa	Kg/cm²	mm Hg (Torr)	mm. H ₂ O	Psi (Lb/pulg²)	Pulg. H2O	Pulg. Hg	Atmósfera (atm)
1 bar	1	105	100	1.023	750	1.02x10 ⁴	14.5	401.5	29.53	0.9869
1 Pa (Pascal)	10-5	1	10-3	1.023x10-5	7.5x10 ⁻³	0.102	1.4504x10-4	4.015x10 ⁻³	2.953x10-4	9.869x10-
1 KPa 👔	0.01	103	1	0.01023	7.5	102	0.145	4.015	0.2953	9.869x10 ⁻³
1 Kg/cm²	0.981	9.81x10 ⁴	98.1	1	736	104	14.22	393.7	28.96	0.968
1 mm Hg (Torr)	1.333x10 ⁻³	133.32	0.1333	1.36x10 ⁻³	1	13.6	1.934x10 ⁻²	0.535	3.937x10 ⁻²	1.316x10-
1 mm. H ₂ O	9.81x10 ⁻⁵	9.81	9.81x10 ⁻³	10-4	7.36x10-2	1	1.422x10 ⁻³	3.937x10-2	2.896x10 ⁻³	9.6755×10-
1 Psi (Lb/pulg²)	6.895x10 ⁻²	6895	6.895	7.031x10 ⁻²	51.7	703.1	1	27.88	2.036	6.8046x10-
1 pulg. H₂O	2.491x10 ⁻³	249.1	0. 2491	2.54x10 ⁻³	1.668	25.4	3.613x10 ⁻²	1	7.36x10 ⁻²	2.458x10-3
1 pulg. Hg	3.386x10 ⁻²	3386.4	3.386	3.453x10 ⁻²	25.4	345.3	0.491	13.6	1	3.342x10-2
1 Atmosfera (atm)	1.01327	1.0133x10 ⁵	101.33	1.03323	760	1.0335x10 ⁴	14.69	406.782	29.922	1


NOTA: Los prefijos de medición internacional que se emplean comúnmente son: mili (m) = 10-3; centi (c) = 10-2; deci (d) = 10-1; deca (D) = 10; hecto (H) = 102; kilo (K) = 103; mega (M) = 106. Ejemplo: 0.1MPa = 0.1 x 108 Pa = 100000





ANEXO № 2

COMPONENTES BÁSICOS DE LOS ESTERILIZADORES A VAPOR CON CÁMARA
Y CAMISA







ANEXO Nº 3

PARÁMETROS PRINCIPALES DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL

Ciclo	Tipo de	Temperatura de esterilización (°C.)	Presid	Presión absoluta		
Nº	Material		Kg/cm²	bar ¹	psi	Кра
1	- Cargas porosas - Textiles - Instrumental envuelto - Tubos	134	2,2	2.2	31.9	320
2	- Instrumental abierto - Utensilios - Cristalería - Contenedores vacíos	134	2,2	2.2	31.9	320
3	- Material sensible al calor - Cauchos - plásticos	121	1,1	1.1	15.9	210
4	- Líquidos en recipientes abiertos o semicerrados (Los tiempos dependen del volumen de la carga. No hay vacío en el enfriamiento)	121	1,1	1.1	15.9	210





Nota.- Para esterilizadores a vapor instalados a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar se deberá tener en cuenta la corrección de acuerdo a la altura.

Fuente: Adaptado de ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud - OMS; Manual de Mantenimiento para equipo de Laboratorio, Washington D. C., 2005. Adaptado por Equipo Electromecánicos, DM – DGIEM / MINSA / Perú, Lima Mayo 2014



Un (01) Bar equivale a 1.023 Kg/cm² = 14.5 Psi. Ver Anexo N° 1 TABLA DE CONVERSIÓN – UNIDADES DE PRESIÓN.

PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL

1. FORMACIÓN ACADÉMICA : Ingeniero: electricista, electrónico, mecánico,

mecánico - electricista, industrial, mecatrónico,

sanitario o ambiental.

2. SITUACIÓN ACADÉMICA: Título Universitario o Grado de Bachiller

3. EXPERIENCIA


- Un (01) año en mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas y/o mecánicas.
- Seis (06) meses mínimo en el manejo o mantenimiento de equipos a vapor.

4. CAPACITACIÓN:

Por lo menos uno (1) de los siguientes cursos en las áreas de:

- Sistemas integrados de gestión.
- Seguridad industrial.
- Mantenimiento de equipos de esterilizadores a vapor.
- Normas sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Electricidad
- Electrónica
- Neumática
- Automatización.

COMPETENCIAS:



- Responsabilidad
- Solución de problemas
- Programar actividades de mantenimiento de acuerdo a la guía de mantenimiento o manuales del fabricante.
- Elaborar el requerimiento de repuestos y materiales necesarios para el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas que correspondan.
- Ejecutar el mantenimiento preventivo de los esterilizadores a vapor de acuerdo al programa de mantenimiento
- Hacer las pruebas de funcionamiento de acuerdo a los parámetros del equipo
- Registrar la actividad realizada de acuerdo a la orden de trabajo de mantenimiento









PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO

1. FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico: electricista, electrónico o mecánico.

2. SITUACIÓN ACADÉMICA: Titulo de Instituto Superior Tecnológico

con formación de 3 años.

3. EXPERIENCIA

- Un (01) año en mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas y/o mecánicas.
- Seis (06) meses mínimo en el manejo o mantenimiento de equipos a vapor.

4. CAPACITACIÓN:

Por lo menos uno (1) de los siguientes cursos en las áreas de:

- · Seguridad industrial.
- Mantenimiento de equipos de esterilizadores a vapor.
- Mantenimiento de Instalaciones mecánicas de vapor.
- Normas sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Electricidad
- Electrónica
- Neumática
- Automatización.

5. COMPETENCIAS:

- Iniciativa
- Responsabilidad
- Solución de problemas
- Programar actividades de mantenimiento de acuerdo a la guía de mantenimiento o manuales del fabricante.
- Elaborar el requerimiento de repuestos y materiales necesarios para el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas que correspondan.
- Ejecutar el mantenimiento preventivo de los esterilizadores a vapor de acuerdo al programa de mantenimiento
- Hacer las pruebas de funcionamiento de acuerdo a los parámetros del equipo
- Registrar la actividad realizada de acuerdo a la orden de trabajo de mantenimiento.







HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORES

6.1 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO

	ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
	1	Cautil	100 a150 watts- 220 voltios	1
	2	Pistola de soldar	30 watts- 220 voltios	1
8	3	Cuchillas de uso general	Estándar	1
	4	Extractor de soldadura	Estándar	1
	5	Juego de alicates	X 3 piezas de corte, pinza y universal con aislamiento	1
	6	Brocha para limpieza	De 1" de nylon	1
	7	Juego de destornilladores con mango aislado	4 planos, 4 estrellas de 4 a 8" para 220 voltios	1
	8	Juego de destornilladores perilleros	X 12 piezas diferentes medidas según el equipo	1
	9	Juego de llaves allen milimétricas	X 12 piezas diferentes medidas según el equipo	1
	10	Juego de llaves allen pulgadas	X 12 piezas diferentes medidas según el equipo	1
	11	Juego de llaves mixtas boca corona	N° 6 al 24 milimétricos	1
	12	Llaves francesas	X 3 pzas (8" , 10", 12")	1
	13	Llaves stilson	X 3 pzas (8°, 10" y 12")	1
)[14	Multímetro true rms digital y accesorios	Medición de voltaje, corriente, resistencia y prueba de diodos	1
'[15	Pinza amperimétrica true rms digital	250 - 600 amp600 volt. ac, dc	1
	16	Megóhmetro	 Rango según IEEE 43 a) Rango de tensión de prueba desde 250 VCD hasta 500 VCD b) Rango de medición de aislamiento desde 0.5 MΩ hasta 100 GΩ 	1
ĺ	17	Pelador de cables	De 1 mm2 hasta 6 mm2	1
	18	Manómetro digital	Con accesorios, rango máximo 150 psi presión positiva y 76 cm hg, vacío	1







19	Manómetro patrón mecánico	Rango máximo 0-100 psi presión positiva conexión de ¼" npt, con dial 2 1/2" a 3"	1
20	Termómetro de contacto	Con rango de 0 a 200 °C + - 0.5 °C , con bulbo de conexión de ¼" npt, con dial 2 1/2" a 3" para distancia de 2 mt. a 2.5mt.	1
21	Manovacuómetro	Con rango de -1 a +6 bar	1
22	Cámara termográfica o termómetro infrarrojo.	Rango de medición mínimo de -10 °C a 300 °C	1
23	Telurómetro para medición de puesta a tierra	De tres electrodos	1

6.2 INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA



	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SENSIBILIDAD	RANGO
24	Potenciómetro digital (PHmetro), para medición de potencial hidrogeno (pH)	Unidad Estándar	0.1	De 0 a 14
25	Conduct/metro digital	uS/cm	0.01	De 0 a 1000
26	Kit de medición de Alcalinidad mg/l CaCO ₃		0.1	De 0 a 100





ANEXO N° 7

FORMATO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS DE MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORES A VAPOR CON CÁMARA Y CAMISA

ESTE	RILIZADOR A VAPOR MARCA:				
TIPO:	:				
NUME	ERO DE SERIE:				
CODI	GO PATRIMONIAL:				
CAPA	ACIDAD EN LITROS:				
AÑO	DE FABRICACION:				
ITE M	PARÁMETRO	VALOR ESTANDAR	RESULTADO OBTENIDO	CONFORMIDAD	NOTA
	The state of the s	IONES PRESION DE \	APOR Y VACIO		
1	PRESION DE VAPOR DE CASA DE FUERZA AL INGRESO AL ESTERILIZADOR	415 a 520 Kpa (3.15 a 4.2 bar)			
2	PRESIÓN DE VAPOR DEL GENERADOR INCORPORADO	450 a 600 Kpa (3.5 a 5 bar)			
3	PRESIÓN DISPARO - VÁLVULA DE SEGURIDAD GENERADOR	600 +10% = 660 Kpa (5.6 bar) máximo			
4	PRESIÓN DE VAPOR DE CAMISA	350 a 380 Kpa (2.5 a 2.8 bar)			
5	PRESIÓN DE VAPOR DE CÁMARA	210 y 320 Kpa (1.1 y 2.2 bar)			
6	PRESIÓN DISPARO - VÁLVULA DE SEGURIDAD CÁMARA Y CAMISA	365 +10% = 395 Kpa (3 bar) máximo			
7	PRESION DE VACÍO	20 a 50 Kpa (-800 a - 500 mbar)			
	MEDICIONES DE SEGURIDA	D ELÉCTRICA DE LAS	REDES DE SUMIN	ISTRO ELÉCTRICO	
8	TENSIÓN DE SERVICIO, A 60 HZ.	220 Voltios ± 5%			167
9	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA - PAT	No mayor de 5 ohmios.			
10	AISLAMIENTO DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. SE EFECTUARAN PRUEBAS ENTRE LINEAS Y ENTRE LINEAS Y TIERRA. a) circuitos ≤ 20 Amperios. b) circuitos > 20 ≤ 50 Amperios. circuitos > 50 Amperios.	a) 1 MΩ b) 250 KΩ c) ≥ 1000 Ω/V.			Ver numeral 6.3.8
	MEDICIO	NES DE PRESIÓN DE	AIRE COMPRIMIDO		
11	PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO AL INGRESO AL ESTERILIZADOR	600 a 1000 Kpa (5 a 9 bar)			
	MEDICI	ONES DE PRESIÓN DI	E AGUA BLANDA		
12	PRESIÓN DE AGUA DURA Y BLANDA AL INGRESO AL ESTERILIZADOR	450 a 700 Kpa (3.5 a 6 bar)			
	CALIDAD DEL AGUA BI		CION QUE INGRES	A AL EQUIPO	
13	DUREZA	Menor a 5 mg/l com CaCO3			0.55 MI SF
14	PH	6 a 8 Unidad estándar			
15	CONDUCTIVIDAD	Menor a 12 uS/cm			
16	TEMPERATURA	Tomar lectura			

M. ESTRADA F

GUÍA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR

	_	TEST BOWIE &	DICK		2 2 30
17	NÚMERO DE PULSOS DE VACÍO	4 pulsos hasta 25 Kpa (-750 mbar)			
18	NÚMERO DE PULSOS DE VAPOR	3 pulsos 160 Kpa(0.6 bar), el 4° pulso pasa a esterilización			
19	TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN PRESION	134 °C	0.00		
20	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN	3.5 a 4 minutos			
21	CAÍDA DE PRESIÓN	No mayor de 1 Kpa (-990 mbar)			
22	AUMENTO DE PRESIÓN	Máximo 3 Kpa (-970 mbar)			
23	TIEMPO DE SECADO	2 minutos			7.55
24	PRESIÓN DE VACÍO DURANTE EL SECADO	25 Kpa (-750 mbar)			
25	REDUCCIÓN DE PRESIÓN ANTES DE APERTURA DE PUERTA	HASTA 100 Kpa (0 bar)			
26	VERIFICACIÓN DEL INDICADOR TEST BOWIE & DICK - CLASE II	El Indicador habrá virado hacia otra tonalidad uniforme y en toda su extensión			
		CONCLUSION	ES		2:
	DETALLAR CARAC	TERÍSTICAS DE LOS	NSTRUMENTO	S UTILIZADOS	3
	JLTADO FINAL S CONFORME				
] N	O ES CONFORME				
.UGA	AR Y FECHA:				



M. ESTRADA F

RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS NOMBRES Y APELLIDOS, SELLO Y FIRMA SUPERVISION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NOMBRES Y APELLIDOS, SELLO Y FIRMA



ESTE DOCUMENTO CARECE DE VAPOR SIN LAS FIRMAS Y SELLOS QUE SE INDICAN.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE ESTERILIZADORES A VAPOR CON SUMINISTRO DE VAPOR DE CASA DE FUERZA

DIRESA / DISA: HOSPITAL:									
EQUIPO Esterilizador a Vapor MARCA					SERVICIO:				
					•				
MODELO									
SERIE									
CÓDIGO PATRIMONIAL			AME	BIENT	E:				
N° DE INVENTARIO SIGA]		in agence				
			CONT	ROL	MENS	JAL			
MENSU	JAL	1	2	3	4	5	6		
Inspeccionar las condiciones de	el ambiente, instalaciones y								
estado del equipo.	*								
Efectuar limpieza integral exter									
soporte, panel de control, entre otr	ros).						<u> </u>		
Efectuar limpieza integral interna d	lel esterilizador.						<u> </u>		
Revisar el estado del empaque	de la puerta, cambiar si es								
necesario, lubricar el ensamble de	las bisagras de la puerta.								
Efectuar inspección general de la	linea de vapor (fugas, estado						200		
de aislamiento) en el tramo de baj	ada y purga manual de vapor.						 		
Revisar y limpiar las trampas de va	apor y tiltros.						-		
Efectuar inspección general y v	rerificar el estado del sistema						1		
eléctrico / electrónico (cable d	ne alimentacion, conexiones,								
componentes eléctricos o electro							1		
otros) y medir la resistencia del po Inspección de estado de termóme	atros o instrumentos do central				-		\vdash		
de temperatura.	stros o matrumentos de control								
Inspeccionar el estado de los man	ómetros y manovacuómetros						t		
Verificar el estado de las válvulas							†		
Verificar la presión de entrada	de vapor agua blanda y aire						T		
comprimido (usando el manómetro	o instalado en la línea).								
Revisar empaques de la bomba d	le vacío y engrasar los rodaies						1		
de la bomba; revisar acoplami							1		
corriente nominal respectiva.									
Verificar funcionamiento de las alarmas.									
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de									
operación, en conjunto con el operador y realizar el protocolo de									
pruebas mediante el programa BOWIE & DICK a 134°C.									
FECHA DE REALIZACIÓN									
FIRMA DEL TÉCNICO Y EL JEF	E DEL SERVICIO								
TIEMPO DE EJECUCIÓN NECES	SARIO								







GUÍA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES A VAPOR

Recomendaciones:

- La aplicación de la rutina es en forma complementaria al manual del fabricante. Revisar el número de inventario y repintar si es necesario. Siempre complete toda la información.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

1.	
2.	



FUNGIBLES	REPUESTOS	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
 Franela. Grasa grafitada de 300°C para alta temperatura. Grafito en espray lubricante para empaquetadura de puerta de 300 a 400°C. Grasa para rodajes. Rollo de cinta teflón. Cinta aislante de ¾". Lija de agua N° 80, 100,180. Silicona en chisguete color rojo para 300 a 400°C. 	Empaquetadura de puerta de silicona	Ver Anexo N°6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE ESTERILIZADORES A VAPOR CON SUMINISTRO DE VAPOR DE CASA DE FUERZA

DIRESA / DISA: HOSPITAL:						
EQUIPO	Esterilizador a Vapor (con Suministro de Vapor de Casa de Fuerza)	SERV	SERVICIO:			
MARCA				13		
MODELO		1				
SERIE						
CÓDIGO PATRIMONIAL Nº DE INVENTARIO SIGA		AMBII	ENTE	:		
	TRIMESTRAL			CONT	STRA	L
Inspección de las condiciones equipo.	del ambiente, instalaciones y estado	del	1	2	3	4
	sis, estructura de soporte, panel de co gras de puertas y mecanismo de cierr					
Inspección general de la línea el tramo de bajada.	de vapor (fugas, estado de aislamien	to) en			27 12	
Estado y funcionalidad del emp	aque de la Puerta, cambiar si es nece	sario.				
Inspeccionar el aislamiento tér fuga y corregir de ser el caso.	mico del equipo, verificar si hay punt	os de				
Limpieza integral (tarjetas ele vapor, filtro de vapor, vacío, air	ectrónicas, contactos eléctricos, tram e y agua, entre otros).	oa de				7
Verificar estado y funcionamie vapor.	nto de filtros, trampas y purga manu	ual de				
Efectuar inspección general alimentación, conexiones, vále electrónicos sobrecalentados, electrónicos sobrecalentados electrónicos electrón						
Lubricar elementos mecánicos o mecánico-eléctrico de cierre y	(bisagras de puertas, mecanismo neu vapertura).	mático				
seguridad, de no cumplir los i realizar el reemplazo respectivo		deberá				
Verificar estado y funcionamie agua, aire, de no cumplir los ra hacer ajuste respectivo o realiza						
Verificar estado y funcionamie vapor al equipo.	nto de la válvula de corte del sumini	stro de				
Comprobar el funcionamiento d	el sistema de programación.					
Verificar estado y funcionamien comparación).	to de los termómetros (utilizar termóm	etro de				
	to de los manómetros (utilizar manóm	etro de				
	usando el manómetro instalado en la I	ínea).				







Verificar el funcionamiento de las alarmas.		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operado y realizar el protocolo de pruebas mediante el programa BOWIE & DICK a 134°C.		
FECHA DE REALIZACIÓN		
FIRMA DEL TÉCNICO Y DEL JEFE DE SERVICIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN NECESARIO		

- La aplicación de la rutina es en forma complementaria al manual del fabricante. Revisar el número de inventario y repintar si es necesario. Siempre complete toda la información.

OBSERVACIONES:

1.	 	 	
2.	 		









MATERIAL	REPUESTOS	HERRAMIENTAS E INSTRUMENT©S DE MEDICIÓN
 Rollo de cinta teflón. Cinta aislante de ¾". Grasa grafitada de alta temperatura (300°c). Limpiador de contactos en spray. Formador de empaquetadura de silicona para 300 a 400°C. Grafito en spray lubricante para empaquetadura de puerta (300 a 400°C). Grasa para rodajes Aceite 3 en 1. Lija de agua N° 80, 100,180. Franela Indicador especifico de tés de BOWIE & DICK Clase II (Paquete de prueba, hoja de prueba de BOWIE & DICK, indicadores biológicos). 	-	Ver Anexo N° 6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE ESTERILIZADORES A VAPOR CON CALDERO ELÉCTRICO INCORPORADO

DIRESA / DISA: HOSPITAL:								
EQUIPO	Esterilizador a vapor (con caldero Eléctrico Incorporado)							
MARCA		SERVICIO:						
MODELO					. 1			
SERIE								
CÓDIGO PATRIMONIAL		AMBIENTE	•					
Nº DE INVENTARIO SIGA						=	101	
	MENSUAL		1	2	3	MEI 4	15 0	6
Inspeccionar las condicio equipo.	ones del ambiente, instalaciones y	y estado del						
control, etc.).	externa (chasis, estructura de sopo							
Efectuar limpieza integr	ral del esterilizador y del cald	ero eléctrico.						
Revisar el estado del en lubricar el ensamble de la	npaque de la puerta, cambiar si e s bisagras de la puerta.	es necesario,						
Efectuar inspección gen aislamiento) en el tramo d	eral de la línea de vapor (fugas le bajada y purga manual de vapor.	s, estado de						
Revisar y limpiar las tramp	pas de vapor y filtros.							
eléctrico/electrónico (cab eléctricos o electrónicos resistencia de línea a tierr	neral y verificar el estado le de alimentación, conexiones, o s sobrecalentados, entre otros) ra. le termómetros o instrumentos d	componentes y medir la						
temperatura			_	_		_	_	_
Inspeccionar el estado de	los manómetros y manovacuómetr	os.	_				_	
Verificar el estado de las			_				_	╙
comprimido(usando el ma	entrada de vapor, agua bla nómetro instalado en la línea).	550						
Verificar el estado y funcionamiento de los componentes interno y externo del caldero incorporado (control de nivel de agua, electrodos, control de mando eléctrico-electrónico, presostatos o transductor de presión, controles de seguridad, sistemas de alimentación vapor, purgas, entre otros).								
Inspeccionar y limpiar fi	ltro, check, válvula flotador y sol la cámara del caldero y del olanda.							
check, filtro, válvula neum	de vacío alternativo por venturi (e nática, solenoide, inyector, entre ot	ros).						
Revisar empaques de la bomba; revisar acoplami respectiva.	bomba de vacío y engrasar los i iento flexible y contrastar la corri	rodajes de la ente nominal						
Verificar funcionamiento	de las alarmas							







Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, en conjunto con el operador y realizar el protocolo de pruebas mediante el programa			
FECHA DE REALIZACIÓN			
FIRMA DEL TÉCNICO Y EL JEFE DEL SERVICIO			
TIEMPO DE EJECUCIÓN NECESARIO			

- La aplicación de la rutina es en forma complementaria al manual del fabricante.
 Revisar el número de inventario y repintar si es necesario.
 Siempre complete toda la información.



\neg	D	c	_	0	W	/ A	~	Ю	N	c	٠
J	D	J	ᆮ	П	٧	~	v	ı	IA	J	

1.		
2.		



MATERIAL	REPUESTOS	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
 Franela. Grasa grafitada de alta temperatura (300°C). Grafito en espray lubricante para empaquetadura de puerta (300 a 400°C). Grasa para rodajes. Rollo de cinta teflón. Cinta aislante de ¾". Lija de agua N° 80, 100,180. Formador de empaquetadura de silicona para 300 a 400°C. 		Ver N° Anexo 6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE ESTERILIZADORES A VAPOR MIXTOS

DIRESA / DISA HOSPITAL:							
EQUIPO							
			SERVICIO:				
MODELO	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR						
SERIE	I IV W. St. St. faller in the interest of the state of th	ja 1		, 11.89			
CÓDIGO PATRIMONIAL		AMBI	ENT	E:			
Nº DE INVENTARIO SIGA	100 mag 1 ma	1					
		ONTI		L			
	TRIMESTRAL	1	2	3	4		
Inspección de las condiciones	del ambiente, instalaciones y estado del equipo.				Γ		
de la compuerta, bisagras de p	sis, estructura de soporte, panel de control, empaque uertas y mecanismo de cierre).						
Limpieza integral (tarjetas ele de vapor, vacío, aire, agua y otros).	ectrónicas, contactos eléctricos, trampa de vapor, filtro generador de vapor en forma externa e interna, entre						
	e la línea de vapor (fugas, estado de aislamiento) en el						
	nto de filtro, trampa y purga manual de vapor, cambiar				T		
si es necesario.					L		
•	nto de filtro de aireación antibacteriano de la cámara,						
cambiar si es necesario.	de sistema eléctrico/alactrésico (achla de alimentación		_	_	╀		
conexiones, válvulas solenoide	el sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, es, neumática, componentes eléctricos o electrónicos r la resistencia de línea a tierra.						
Lubricar y ajustes a los eler	mentos mecánicos (bisagras de puertas, mecanismo o de cierre y apertura), cambiar si es necesario reten						
Revisar el estado y funcionalid	ad del empaque de la puerta, cambiar si es necesario.						
Inspeccionar el aislamiento té corregir de ser el caso.	ermico del equipo, verificar si hay puntos de fuga y				Γ		
Revisar el estado y funciona	miento de los sistemas de protección (contactores, os, relé diferencial y cables, conectores respectivos,						
seguridad, de no cumplir los r reemplazo respectivo.	iento de la presión de disparo de la válvula de angos de ajuste de fábrica o fugas deberá realizar el						
	nto de los presostato de presión de vapor, agua, aire, e ajuste de fábrica, deberá calibrar y hacer ajuste azo respectivo.						
línea, chaqueta, cámara y em	ento de los transductores de presión de vapor (de paquetadura), de no cumplir los rangos de ajuste de rajuste respectivo o realizar el reemplazo respectivo.						
Verificar estado y funcionamier	nto de la válvula de corte a la entrada.						
Revisar empagues de la homba	de vacío y engrasar la homba: revisar acontamiento				Г		







flexible.

Comprobar el funcionamiento del sistema de programación o panel de mando.		
Verificar estado y funcionamiento de los termómetros (utilizar termómetro de comparación).		
Verificar estado y funcionamiento de los manómetros (utilizar manómetro de comparación).		
Verificar la presión de entrada (usando el manómetro instalado en la línea).		
Comprobar control automático de temperatura (Aproximadamente 121°,132° y 134°C) lámpara de señalización o led.		
Verificar el funcionamiento de las alarmas.		Г
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador y realizar el protocolo de pruebas mediante el programa BOWIE & DICK a 134°C.		
FECHA DE REALIZACIÓN		
FIRMA DEL TÉCNICO Y EL JEFE DEL SERVICIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN NECESARIO		П
protocolo de pruebas mediante el programa BÓWIE & DICK a 134°C. FECHA DE REALIZACIÓN FIRMA DEL TÉCNICO Y EL JEFE DEL SERVICIO		

- La aplicación de la rutina es en forma complementaria al manual del fabricante. Revisar el número de inventario y repintar si es necesario. Siempre complete toda la información.

OBSERVACIONES:

K		
18	385/18	
13/		
18		
	COTRADA E	

1.	
•	
۷.	





MATERIAL	REPUESTOS	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
 Rollo de cinta teflón de ¾". Cinta aislante de ¾". Grasa grafitada de alta temperatura 300° C. Limpiador de contactos en spray. Formador para empaquetaduras de silicona para 300 a 400°C. Grafito en spray lubricante para empaquetadura de puerta (300 a 400°C). Grasa para rodajes. Aceite 3 en 1. Lija de agua N° 80,100,180. Franela. Indicador especifico test de BOWIE & DICK Clase II(Paquete de prueba, hoja de prueba de BOWIE & DICK, indicadores biológicos). 		Ver Anexo N° 6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE ESTERILIZADORES A VAPOR CON SUMINISTRO DE CASA DE FUERZA, CALDERO INCORPORADO O MIXTO

DIRESA / DISA HOSPITAL:				
EQUIPO	Esterilizador a vapor (Con suministro de casa de fuerza y/o caldero incorporado)			
MARCA SERVICIO:):		
MODELO	ti bila makanti ka bila			
SERIE				a a
CÓDIGO PATRIMONIAL		AMBIENT	E:	
N° DE INVENTARIO SIGA		1 5 %		
	SEMESTRAL		CONT	
			1	2
Cambiar filtro aireación antiba				
Cambiar empaquetadura de la				
Evacuar el agua del tanque de incorporado al esterilizador, pa	l sistema de vacío y del depósito de agua del o ra proceder a su limpieza y mantenimiento.	caldero		
 Suministro de agua de 3.5 a Suministro de aire 6 a 7 bar. Suministro de vapor de 3.5 b La presurización de las emperobar el funcionamiento o 		anque de		
electroválvula de alimentación	de agua.			
Comprobar el funcionamiento lectura con un termómetro patr	de los indicadores de temperaturas, contras ón y realizar el ajuste.	stando la		
Comprobar el funcionamiento con un manómetro patrón y re	de los indicadores de presión, contrastando la lajuste.	a lectura		
SI el esterilizador está provis temperatura y presión contrast	sto de registrado gráfico, comprobar las lec ándolas con los indicadores y realizar el ajuste	turas de		
Comprobar el estado y funcio electroválvula y de la lámparas	onamiento de la válvula solenoide, válvula s o focos de señalización del equipo esterilizad	neumática, lor.		
Comprobar el estado y funciona de esfera, del caldero incorpora	amiento de la resistencia calefactora, presosta ado del esterilizador.	ato, válvula		
FECHA DE REALIZACIÓN				







FIRMA DEL TÉCNICO Y EL JEFE DEL SERVICIO

- La aplicación de la rutina es en forma complementaria al manual del fabricante.
 Revisar el número de inventario y repintar si es necesario.
 Siempre complete toda la información.

OBSERVACIONES:

1	
2	

MATERIALES NECESARIOS





MATERIAL	REPUESTOS	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
 Rollo de cinta teflón de ¾". Cinta aislante de ¾". Grasa grafitada alta temperatura 300° C. Limpiador de contactos en spray. Formador de empaquetadura de silicona para 300 a 400° C. Grafito en spray lubricante para empaquetadura de puerta (300 a 400° C). Grasa para rodajes. Aceite 3 en 1. Lija de agua N°s 80,100,180. Franela. 		Ver Anexo N° 6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)



HERRAMIENTAS E

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPLEMENTACIÓN ANUAL DE ESTERILIZADORES A VAPOR CON SUMINISTRO DE CASA DE FUERZA, CALDERO INCORPORADO O MIXTO

DIRESA / DISA HOSPITAL:		
EQUIPO	Esterilizador a vapor (Con suministro de casa de fuerza y/o caldero incorporado)	SERVICIO:
MARCA	MARCA	
MODELO		
SERIE		
CÓDIGO PATRIMONIAL		AMBIENTE
Nº DE INVENTARIO SIGA		·
	ANUAL	CONTROL ANUAL 1
Cambiar filtro de aire y mantenimie	ento del compresor.	
	e las válvulas de seguridad de cámara y recamara.	
Válvula de igualación de provincia de vacío. Válvula de purga de recámento de aguatorio de la válvula de aireación del control de la válvula de vapor recamara válvula de igualación y/o verese valvula de vacío.	n. resión de la/s junta/s de la/s puerta/s. resión y/o ventilación. ara. a al caldero eléctrico. aldero eléctrico. as neumáticas : a cámara. entilación.	
 Válvula de vapor recámara Válvula de purga continúa. Válvula de desvaporización 		
Desmontar el electrobomba de acincrustaciones.	gua para el eyector y limpiar los rodetes de posibles	
depositar en las tuberías del esteri		
	tería del control electrónico de mando.	
apertura de la/s puerta/s.	ento de los dispositivos de seguridad eléctrico de cierre y	
Comprobar el estado de las teclas, de señalización por fase y ciclo (pr	pulsadores de start, stop y selección, Interruptor, lámpara oceso) del panel de mando.	
esterilizadores (eficiencia de remo prueba de fuga de aire de la cán	y cumplimiento los parámetros de trabajo original de los ción de aire dentro de la cámara por BOWIE & DICK, nara a través de la puerta y otros sellos de conexión, ción, modo de desfogue, tiempo de secado (post -vacío).	







Mantenimiento integral de las electro bombas de vacío, caldero y del hidroneumático.	
Comprobar estado de funcionamiento del sensor de temperatura PT-100 o RTD.	
Comprobar el estado y funcionamiento del termostato de control de temperatura y de sensor de nivel del tanque de agua del sistema de vacío y ajustarlo entre 35° y 40° C para cierre y apertura de la electroválvula de alimentación de agua.	
FECHA DE REALIZACIÓN	
FIRMA DEL TÉCNICO Y EL JEFE DEL SERVICIO	
TIEMPO DE EJECUCIÓN NECESARIO	

- La aplicación de la rutina es en forma complementaria al manual del fabricante.
- Revisar el número de inventario y repintar si es necesario. Siempre complete toda la información.

OBSERVACIONES:

1.		
2.		







MATERIALES	REPUESTOS	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
 Rollo de cinta teflón de³¼". Cinta aislante de ¾". Grasa grafitada de alta temperatura 300° C. Limpiador de contactos eléctricos-electrónicos en spray. Formador de empaquetadura de silicona para 300 a 400°C. Grafito en spray lubricante para empaquetadura de puerta (300 a 400°C). Grasa para rodajes Aceite 3 en 1. Lija de agua N°s 80,100,180. Franela. 	Prever los siguientes repuestos y adquirirlos siempre y cuando, luego de la evaluación, sea necesario, para un próximo recambio: ■ Válvula de seguridad regulada para las condiciones de disparo especificado por el fabricante del equipo. ■ Empaquetadura de puerta. ■ Presostato de 0-100 psi para vapor con conexión 3/8" NPT de 220V -10AMP regulable. ■ Presostato de 0-100 psi para agua con conexión 3/8" NPT de 220V -10AMP regulable. ■ Presostato de 0-150 psi para aire con conexión 3/8" NPT de 220V -10AMP regulable. ■ Presostato de -1+6Bar. para vacío con conexión 3/8" NPT de 220V -10AMP regulable. ■ Presostato de -1+6Bar. para vacío con conexión 3/8" NPT de 220V -10AMP regulable. ■ Filtro aireación antibacteriano. ■ Válvula de esfera de ½"-150 psi con asiento y cuerpo de acero inoxidable para vapor.	Ver Anexo N° 6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)

MATERIALES	REPUESTOS	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
	 Válvula neumática de 3/4", 1/2", 3/8" N/C para 125 a 150 psi de vapor con accionamiento externo con asiento y cuerpo de acero inoxidable). Electroválvula 3 / 2 para aire N/C (220,120, 24v, 60HZ, 8 a 10 watts, de acuerdo al tipo de equipo), para 125 a 150 psi con conexión ½" NPT. Resistencia calefactora (9, 10, 12 Kw-220V), con brida enroscable para inmersión con tres elementos de acero inoxidable de incoloy. Válvula de esfera de 150 psi de cuerpo de bronce o acero inoxidable, para agua. Válvula solenoide de agua para 125 a 150 psi (220,120,24v,60HZ,10 a 12 watts). Válvula solenoide para vapor de ¾" y ½" para 125 a 150 psi (220,120,24v,60HZ,10 a 12 watts). 	Ver Anexo N° 6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)







PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPLEMENTACIÓN DIARIA / SEMANAL DE ESTERILIZADORES A VAPOR CON SUMINISTRO DE CASA DE FUERZA, **CALDERO INCORPORADO O MIXTO**

DIRESA / DISA HOSPITAL:	8							
EQUIPO	Esterilizador a Vapor (Con suministro de casa de fuerza y/o caldero incorporado)	SERVICIO:						
MARCA	SERVICIO							
MODELO								
SERIE								
CÓDIGO PATRIMONIAL		AMBIENTE:		. (1				
N° DE INVENTARIO SIGA	ge ere graf film	AMDIENTE:						
	DIARIA/SEMANAL			C	ON	TRC	L'	
	DIARIA SEMANAL		1.	2	3	4	5	6
Limpiar la/s empaquetadura/s utilizando un trapo mojado co desmontar.	de la/s puerta/s de la zona estéril y r on agua que pasará por la empaqueta	no estéril, adura, sin						
Verificar que el filtro interno de necesario por intermedio sosteniendo en posición invert	de la cámara no contenga residuos. Lino de un grifo de agua en contra dida.	mpiarlo si corriente,						
De tener impresora digital ver estado y que se dispone suficion	ificar que la cinta de la impresora esté ente papel.	en buen						
De tener registrador gráfico, volos trazos sean correctos.	verificar que se disponga suficiente pa	pel y que						
Control de presión de agua bla	nda 3.5 a 6 bar constante.							
Control de presión de vapor d	e línea de casa de fuerza de 3.5 bar co	onstante.						
Control de presión de aire de	6 a 7 bar constante.							
Limpiar la cámara en frio al ini	ciar el trabajo cada día.							
Purgar el condensado de línea	a en forma manual.							
Verificar el funcionamiento de conjunto con el operador.	el equipo en todos los modos de oper	ación, en					3	
FECHA DE REALIZACIÓN								
FIRMA DEL TÉCNICO Y EL .	IEFE DEL SERVICIO							
TIEMPO DE EJECUCIÓN NE	CESARIO							







Recomendaciones:

- La aplicación de la rutina es en forma complementaria al manual del fabricante. Revisar el número de inventario y repintar si es necesario.
- Siempre complete toda la información.

OBSERVA	CIONES:		
1			
2			

MATERIAL	REPUESTOS	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
 Rollo de cinta teflón de ¾". Cinta aislante de ¾". Grasa grafitada alta temperatura 300° C. Limpiador de contactos en spray. Formador de empaquetadura de silicona para 300 a 400°C. Franela. Grafito en spray lubricante para empaquetadura de puerta (300 a 400°C). Grasa para rodajes. Aceite 3 en 1. Lija de agua N°s 80,100,180. 		Ver ANEXO N° 6 (Herramientas e instrumentos de medición necesarios para el mantenimiento de esterilizadores)







ANEXO Nº 15 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR DE MESA Y VERTICALES

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	
1	Limpiar el filtro en la parte inferior de la cámara. (Si es aplicable).		Usuario u operador	
2	Limpiar que la empaquetadura de la puerta, y la superficie de asiento de la empaquetadura de puerta.			
3	Verificar en cada carga, los parámetros de operación: presión, temperatura y tiempo.	Diario		
4	En caso de que el esterilizador se utiliza para esterilizar líquidos, es imprescindible limpiar la cámara al final de cada día. Limpie la cámara, mientras que el esterilizador esta frío.	·		
5	Limpiar la cámara y la puerta, las paredes internas del esterilizador, los estantes y los rieles para los estantes con un paño suave y detergente. Limpie la cámara, cuando el equipo está frío. No use lana de acero o un cepillo de acero, ya que esto puede dañar la cámara.	Semanal	Usuario u operador	
6	Colocar algunas gotas de aceite lubricante en las bisagras y seguros de la puerta, sujetos a fricción.			
7	Comprobar que la calidad del agua cumple con los requisitos especificados por el fabricante.			
8	Accionar el manubrio de la válvula de seguridad y aliviar la presión existente por 2 a 3 segundos. No se exponga en dirección a la salida del vapor, ya que puede quemarse. Hacerlo con mucho cuidado para evitar lesiones.	Mensual	Técnico de mantenimiento	
9	Limpiar los filtros de agua mientras el esterilizador no funciona.			
10	Verificar que la tubería de aguas residuales no está obstruida, para garantizar el libre drenaje de las aguas residuales o líquidos que rebosen.	3 meses	Técnico de mantenimiento	
11	Comprobar los ajustes de las conexiones de las tuberías, siempre que sea necesario para evitar fugas.			
12	Cambiar el filtro de aire.		Técnico de mantenimiento	
13	Verificar que no haya fugas en las trampas de vapor y de ser el caso, desmontar y limpiarlos. Retirar impurezas y partículas del interior del filtro para evitar la obstrucción.	6 meses		








14	Realizar un control general del sistema de bloqueo y regulación de la puerta y reemplazar las piezas desgastadas.				
15	Revisar y apretar en su caso las conexiones eléctricas en el cuadro eléctrico, caja de conexiones, motores, válvulas eléctricas, dispositivo de bloqueo y la instrumentación.				
16	Limpiar la unidad de control electrónico. Use una aspiradora y brocha.	Anual	Técnico de mantenimiento		
17	Compruebe la empaquetadura de la puerta y cámbielo si está dañado.				
18	Verificar el funcionamiento el esterilizador.				
19	Calibrar y validar el esterilizador.				







ANEXO N° 16 AVISO DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORES A VAPOR



- El material de estos avisos de seguridad podrá ser de madera o mica y el contenido será impreso en ambas caras. El espesor mínimo será de: 4 mm para madera y 3 mm. para mica
- El aviso "PROH materiales, med
 - El aviso "PROHIBIDO MANIPULAR INSTALACION EN MANTENIMIENTO", será de materiales, medidas y colores similares.



IX. BIBLIOGRAFÍA:

- 1) BUSTOS DE LA CRUZ, ANDRÉS. "Equipamiento, Instalación y Mantenimiento de Esterilizadores a Vapor de Hospitales". Tesis (Ingeniero Mecánico). Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, 2006. Lima, Perú.
- ENRIQUE DOUNCE VILLANUEVA. "Mantenimiento Industrial", 1° edición, CEAC Compañía Editora Continental, Nuevo León, México, 2006.
- 3) MANTENIMIENTO MUNDIAL. Portal Latinoamericano de Mantenimiento. Disponible en la World Wide Web: < http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/>
- 4) MATACHANA, "Manual de Esterilizador Tipo S100 Modelo 1008 E-2".
- 5) MINISTERIO DE SALUD PERÚ, "Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria". Aprobado por Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM. Lima, Perú, 2002.
- 6) MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (46). "Modelo del Sistema Integrado de Mantenimiento, para los Sistemas Básicos de Salud Integral SIBASI". El Salvador, noviembre de 2000.
- 7) OPPICI, "Manual de Esterilizador Modelo Kato 1500".
- 8) ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD USAID, SILVIA I. ACOSTA-GNASS Y VALESKA DE ANDRADE STEMPLIUK "Manual de Esterilización para Centros de Salud." Washington, D.C, U.S.A., 2008.
- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud - OMS; "Manual de Mantenimiento para equipo de Laboratorio (THS) (EV)", Washington D. C., U.S.A., 2006.
- 10) PROYECTO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, MSPAS-GTZ, "Manual de Mantenimiento Preventivo Planificado", 3a Edición (Revisada), San Salvador, 1999.
- 11) ROLDÁN VILORIA, JOSÉ, "Neumática, Hidráulica y Electricidad Aplicada", 10° Edición, Thomson Editores Spain & Paraninfo S. A. Madrid, España. 2001.
- 12) SALIH O. DUFFUAA, A. RAOUF Y JOHN DIXON, "Sistemas de Mantenimiento", 1° edición en español, Editorial Limusa S.A. John Wiley & Sons, Inc. México. 2002.
- 13) SAKURA, "Manual de Esterilizador Modelo AIIIS-BO9".
- 14) STERIS, "Manual de Esterilizador".
- 15) TUTTNAUER, "Manual de Esterilizador Modelo 5596 EP-1V".



